

INTEGRAÇÃO WEBSERVICE - RETORNO

Esse documento tem a finalidade de orientar no processo de integração do sistema da Hotsoft com os laboratórios de apoio via operação Webservice. Nessa operação não há necessidade de utilizar o sistema do apoio para envio ou recebimento de arquivos. Todo o processo é realizado dentro do sistema da Hotsoft.

Antes de iniciar, verifique se o seu laboratório de apoio possui essa funcionalidade* e depois execute a configuração da documentação do cadastro de laboratórios de apoio (site migracao.lablaudo.com.br > item 9-Lab. Apoio > item 2 - Cadastro Apoio/Pastas).

**Até o momento da criação desse documento (01/2017), a Hotsoft possui integração Webservice com os apoios Hermes Pardini e Diagnósticos do Brasil.*

Menu: Resultado > Importação Apoio.

Selecione o apoio desejado e clique em "Avançar".

Importação de Resultado do Laboratório de Apoio

Importação de Resultado de Laboratórios de Apoio
Selecione os Laboratórios de Apoio dos quais deseja importar os resultado.

Importar	Nome
<input type="checkbox"/>	Solução Central Diagnóstica S/A
<input checked="" type="checkbox"/>	Instituto Hermes Pardini
<input type="checkbox"/>	Laboratorio Alvaro
<input type="checkbox"/>	Diagnósticos do Brasil

< Voltar Avançar > Cancelar

Selecione a opção Webservice e clique em "Avançar".

Importação de Resultado do Laboratório de Apoio


Importação de Resultado de Laboratórios de Apoio
Selecione os arquivos que deseja importar.

Importar	Laboratório Apoio	Origem
<input checked="" type="checkbox"/>	Instituto Hermes Pardini	Webservice

Marcar Todos Sobrescrever Resultados Informados

< Voltar Avançar > Cancelar

Informe o período para consulta de resultados prontos e clique em "OK". O sistema verificará junto ao sistema do apoio (site) se já existem resultados prontos e fará a importação automática desses resultados.



Consulta de Resultados Hermes Pardini


Informe um período para a consulta

Data/Hora Inicial 08/02/2017 00:00:00

Data/Hora Final 13/02/2017 23:59:00

Ok Cancelar

O sistema pode indicar a necessidade de ajuste e/ou atualização de algum exame. Para entender o comportamento da tela a seguir, leia a documentação sobre retorno de resultados (site migracao.lablaudo.com.br > item 9-Lab. Apoio > item 5 - Retorno de resultados (retorno padrão e com atualização de exames)).



Importação de Resultado do Laboratório de Apoio

Lista de arquivos com Erros/Avisos
Dê um duplo clique para abrir o arquivo desejado.

Laboratório Apoio	Arquivo de Log	Aceitar
▶ Instituto Hermes Pardini	C:\testes\APOIOS\SPARDINI\RECEB\Recebimento\WS\	<input type="checkbox"/>

< Voltar Concluir Cancelar